

MUTSUMI

Hiro®

BFE
≥95%

Disposable Surgical Masks

Măști chirurgicale de unică folosință





MUTSUMI

Hiro®

BFE
≥95%

50
pcs./buc.

Disposable Surgical Masks

Măști chirurgicale de unică folosință

(EN) Disposable Surgical Masks

- Helps reduce exposure by body fluids and blood;
- Minimizes medical personnel and patient contamination to exhaled microorganisms;
- 3 Layered design, 3 ply: hydrophobic non-woven outer layer, meltblown filter middle layer and absorbent spunbond inner layer;
- With elastic earloop;
- Adjustable nose bridge for enhanced comfort and fit;
- Bacterial filtration efficiency BFE_≥95%;
- Differential Pressure <40Pa/cm²;
- EN ISO 14683:2019 + AC:2019 -Type I.

(EN) How to use:

- Clean your hands with soap and water or hand sanitizer before touching the mask.
- Remove a mask from the box by the earloops.
- Determine which side of the mask is the top. The side of the mask that has a stiff bendable edge is the top and is meant to mold to the shape of your nose.
- The colored side of the mask is the front and should face away from you, while the white side touches your face.
- Hold the mask by the ear loops. Place a loop around each ear.
- Mold or pinch the stiff edge to the shape of your nose.
- Pull the bottom of the mask over your mouth and chin.

(EN) How to remove a face mask:

- Clean your hands with soap and water or hand sanitizer before touching the mask. Avoid touching the front of the mask. The front of the mask is contaminated.
- Only touch the ear loops.
- Hold both of the ear loops and gently lift and remove the mask.
- Throw the mask in the trash. Clean your hands with soap and water or hand sanitizer.

(RO) Măști chirurgicale de unică folosință

- Pentru protecția personalului medical și a pacientului prin limitarea transferului de fluide și microorganisme;
- Design în 3 straturi, cu 3 pliuri: strat exterior hidrofob (spunbond), strat mijlociu de filtrare (meltblown) și strat interior absorbant (spunbond);
- Cu elastic retroauricular;
- Fixare ajustabilă la nivelul nasului pentru un confort sporit;
- Din material hipoalergenic;
- Eficiența de filtrare bacteriană BFE_≥95%;
- Presiune diferențială <40Pa/cm²;
- EN ISO 14683:2019 + AC:2019 -Tip I

(RO) Mod de utilizare:

- Spălați mâinile cu apă și săpun sau dezinfectați mâinile;
- Scoateți o mască din cutie cu ajutorul elasticului;
- Determinați partea superioară a măștii. Partea superioară e cea care conține firul metalic pentru ajustare la nivelul nasului;
- Fața exterioară este colorată, fața albă se află în contact cu fața;
- Plasați elasticul după urechi;
- Modelați firul metalic după forma nasului;
- Trageți partea inferioară a măștii sub bărbie.

(RO) Mod de îndepărtare a măștii:

- Spălați mâinile cu săpun și apă sau dezinfectați mâinile. Evitați atingerea feței colorate a măștii, aceasta este contaminată.
- Atingeți doar elasticul;
- Apucați ambele elastice și îndepărtați masca ușor;
- Aruncați masca la gunoi și spălați mâinile cu săpun și apă sau dezinfectați-le.

(EN) Store in a clean, cool, dry place away from direct sunlight.

(RO) Depozitați într-un loc curat, ventilat și uscat, ferit de razele soarelui.



MUTSUMI DENTAL
Nordului 3, Roman, Romania



www.mutsumidental.eu